



ANKLE BRACE

PUSH MED アンクルブレース



- 圧迫と内外反の限度を調節することが可能で、内蔵の滑り止めシリコンがずれを防止します。
- 装着が簡単で、甲の広い方や関節固定のある方にも使用できます。

適応 ・足関節骨折や靭帯損傷後の患部保護。
・急性の足関節外側靭帯の損傷。



背面にジッパーが付いており装着が容易です



クロスベルトで前方動揺を抑制

Size

	周囲
1	26 ~ 29cm
2	29 ~ 32cm
3	32 ~ 35cm
4	35 ~ 38cm
5	38 ~ 41cm

左右あり

PUSH MED アエクイフレックス



- 歩行時の足関節の底背屈を制限しません。
- 支柱材は柔軟なプラスチック製で、装着の快適性とフィット性が良い。
- ストラップには滑り止めシリコンが付いている為、ずれることはありません。

適応 ・内・外反捻挫。・足関節外側々副靭帯損傷(靭帯損傷)など。



クロスベルトで内外反動揺を抑制

Size

	周囲
1	27 ~ 31cm
2	31 ~ 34cm
3	34 ~ 40cm

左右あり

PUSH ORTHO アエクイ



- 歩行時の足関節の底背屈を制限しません。
- 支柱材はプラスチック製で中心部が硬く、端は柔らかくなっていますので、装着の快適性とフィット性が良い。
- ストラップには滑り止めシリコンが付いている為、ずれることはありません。

適応 ・内・外反捻挫。・足関節外側々副靭帯損傷(靭帯損傷)など。



クロスベルトで内外反動揺を抑制

Size

	周囲
1	27 ~ 31cm
2	31 ~ 34cm
3	34 ~ 40cm

左右あり

	前方動揺抑制	固定性	装着性	再発防止
アンクルブレース	○	△	◎	◎
アエクイフレックス	○	○	△	○
アエクイ	◎	◎	△	○