

Newportシリーズ (Newport 3, 4, Lite, jr)

股関節の動きを制限して、術後の脱臼予防や関節の保護を目的に使用します。股関節の伸展、屈曲、内転、外転角度を調節できます。

▶対象疾患・症状

術後の脱臼予防、関節の保護

Newport 3



Newport 3 完成用部品(ヒップジョイント)

骨盤部後面のクランピングディスクにより、骨盤の解剖学的形状に一致させることが可能です。ウエストの幅に合わせて横方向に無段階に調整できます。バックル固定で、着脱が容易です。ヒップジョイント単体(完成用部品)もお取扱しています。<ARCキット(オプション)>

下腿部と足部の内旋・外旋をコントロールします。Newport3と組み合わせて、HKAFO(骨盤帯付長下肢装具)として使用できます。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿上部周径(cm)	膝上周径(cm)
XS	左・右			28~43	20~33
S	左・右	56~71	66~81	38~53	30~43
M	左・右	71~86	81~96	43~61	33~46
L	左・右	86~101	96~111	48~68	35~51
XL	左・右	101~116	111~127	53~73	43~58

Newport 4



Newport 4 完成用部品(ヒップジョイント)

Newport3の機能を継承し、快適性を追求したデザインです。骨盤部は、男性、女性のあらゆる体型に対応し、左右兼用です。ヒップジョイントは、骨盤部の形状に沿って曲がっています。ヒップジョイント単体(完成用部品)のお取扱もしています。

サイズ	左右	適用範囲		
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)
S	左・右	56~71	66~81	33~48
M	左・右	71~86	81~96	38~53
L	左・右	86~101	96~111	43~61
XL	左・右	101~116	111~127	48~66

Newport Lite



Newport Lite

骨盤シェルと大腿パドルが装具のズレを防止します。コンプレッションベルトがしっかりと固定します。左右兼用です。

サイズ	左右
フリー	兼用

Newport jr



Newport jr

Newportの小児用です。体型に問わず適応可能な骨盤部と、左右一対の大腿カフで構成されています。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)	大转子~膝軸間長さ(cm)
XS	両足用	45~48	46~51	25~28	18~22
S	両足用	48~51	51~56	27~31	21~26
M	両足用	51~56	56~64	28~35	24~30
L	両足用	55~61	64~69	32~39	29~36
XL	両足用	61~65	69~76	36~43	35~42