



CMC

第一中手骨を支持して、機能的なポジションを保ちます。2本のストラップを固定するだけで簡単に装着でき、拇指球部分のアルミニウムプレートは形状を修正できます。

▶対象疾患・症状

CM関節症

適用範囲の測り方



サイズ	左右	適用範囲 (cm)
1	左・右	16.0~19.5
2	左・右	19.5~22.5
3	左・右	22.5~26.0



肘関節外反防止ブレース 完成用部品(継手)

外側に特殊ヒンジ付支柱 (完成用部品) を内蔵し、伸縮性のクロスベルトで、肘関節の側方動揺を防止します。


▶対象疾患・症状

野球肘など肘関節の可動域制限や運動時痛を緩和する必要がある症例

採寸箇所



サイズ	左右	採寸箇所 (ご注文の際、計測してください)				
		肘下150mm周径	肘下75mm周径	肘 囲	肘上75mm周径	肘上150mm周径
オーダー	左・右					



組立て例

ダイナミックHANDSPRINTキット

ダイナミックHANDSPRINTの製作キットです。ゴムの弾性力で、IP関節を動的に保持します。組立て、調整が簡単です。

▶対象疾患・症状

橈骨神経麻痺

サイズ	左右
フリー	兼用

