

股装具

## Newportシリーズ (Newport3,4, jr)

対象疾患・症状 術後の脱臼予防、関節の保護

股関節の動きを制限して、術後の脱臼予防や関節の保護を目的に使用します。  
股関節の伸展、屈曲、内転、外転角度を調節できます。

### Newport 3 完成用部品(ヒップジョイント)



ヒップジョイント

ARCキット

オプション装着品

骨盤部後面のクランピングディスクにより、骨盤の解剖学的形状に一致させることが可能です。ウエストの幅に合わせて横方向に無段階に調整できます。バックル固定で、着脱が容易です。ヒップジョイント単体(完成用部品)もお取扱しています。

<ARCキット(オプション)>

下腿部と足部の内旋・外旋をコントロールします。Newport3と組み合わせて、HKAFO(骨盤帯付長下肢装具)として使用できます。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿上部周径(cm)	膝上周径(cm)
XS	左・右			28~43	20~33
S	左・右	56~71	66~81	38~53	30~43
M	左・右	71~86	81~96	43~61	33~46
L	左・右	86~101	96~111	48~68	35~51
XL	左・右	101~116	111~127	53~73	43~58

### Newport 4 完成用部品(ヒップジョイント)



ヒップジョイント

Newport3の機能を継承し、快適性を追及したデザインです。骨盤部は、男性、女性のあらゆる体型に対応し、左右兼用です。ヒップジョイントは、骨盤部の形状に沿って曲がっています。ヒップジョイント単体(完成用部品)のお取扱もしています。

サイズ	左右	適用範囲		
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)
S	左・右	56~71	66~81	33~48
M	左・右	71~86	81~96	38~53
L	左・右	86~101	96~111	43~61
XL	左・右	101~116	111~127	48~66

### Newport jr



Newportの小児用です。体型に問わず適応可能な骨盤部と、左右一対の大腿カフで構成されています。ヒップジョイント単体のお取扱もしています。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)	大転子~膝軸間長さ(cm)
XS	両足用	45~48	46~51	25~28	18~22
S	両足用	48~51	51~56	27~31	21~26
M	両足用	51~56	56~64	28~35	24~30
L	両足用	55~61	64~69	32~39	29~36
XL	両足用	61~65	69~76	36~43	35~42

股装具

## Newport3・4・jr ヒップジョイント

完成用部品(ヒップジョイント)

Newport 3用(VirturI Hip Joint)  
外転、内転角度が調節でき、屈曲・伸展の可動域も調節可能です。

Newport 4用(VirturI5 Hip Joint)  
外転、内転角度が調節でき、屈曲・伸展の可動域も調節可能です。骨盤部の形状に沿って曲がっています。

Newport Jr用  
小型で軽量。  
外転、内転角度が調節でき、屈曲、伸展の可動域も調節可能です。



短下肢装具

## SWEDE-O アンクルブレース

対象疾患・症状 足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療

足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。ひもの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。



サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
XXS	白	兼用	~22
XS	白・黒	兼用	23~24
S	白・黒	兼用	25~26
M	白・黒	兼用	27~28
L	白・黒	兼用	29~30
XL	白・黒	兼用	31~
XXL	白	兼用	31~

短下肢装具

## SWEDE-O イージーロック

対象疾患・症状

足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療

足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。調節が簡単なマジックの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。



サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
S	黒	兼用	25~26
M	黒	兼用	27~28
L	黒	兼用	29~30
XL	黒	兼用	31~

長下肢装具

## RGO水平ケーブルシステム 完成用部品(ヒップジョイント)

2本のケーブルが水平に動き、スムーズな交互歩行をサポートします。股関節の屈曲、伸展をコントロールします。ケーブルの調節により、股継手の可動域を設定できます。

対象疾患・症状 二分脊椎、対麻痺障害

サイズ	適用年齢
S	5歳以下
M	6歳以上12歳未満
L	12歳以上



ヒップジョイント



短下肢装具

## ダイナミックウォーク

対象疾患・症状 腓骨神経麻痺などの弛緩性麻痺

カーボン複合繊維とスーパーエンブラ“PEEK”で構成するAFOで、強靱且つ、非常に軽量です。柔軟性、側方安定性があり、日常生活動作を妨げません。片側支柱のシングルタイプもあります。



スタンダードタイプ

シングルタイプ

型式	サイズ	左右	適用範囲		
			足長(cm)	足底~カフ(cm)	足部幅(cm)
スタンダードタイプ	S	左・右	23	32	6.75
	M	左・右	25	34	7.25
	L	左・右	27	37	8.05
ワイドタイプ	S	左・右	23	32	7.25
	M	左・右	25	34	8.05
	L	左・右	27	37	8.85
シングルタイプ 内側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
	L	左・右	27	37	
シングルタイプ 外側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
	L	左・右	27	37	