

ARIZONO

PRODUCT CATALOG

2026



Arizono Bespoke

株式会社 有菌製作所

〒805-8538 福岡県北九州市八幡東区東田 1-7-5
TEL : 093-681-0531 FAX : 093-661-1670
E-mail : ortho-supply@arizono.co.jp

URL: <http://arizono.co.jp/>



長年の臨床経験とノウハウから 厳選した信頼性の高い製品供給を

私たちは、創業以来100年以上にわたり、
一人ひとりのからだに合わせた補装具をつくり続けてきました。
この臨床経験とノウハウをもとに、
国内外の最新の医療や技術の情報を取り入れ、
信頼性の高いブランド製品やオリジナル製品を供給しています。



MEDアエクイフレックス



MEDリストブレース



ORTHO CMC



MEDニーブレース



MEDエルボーブレースEpi

Push

Push braces P4-11

装具

- 体幹装具 P12-13
- 上肢装具 P14
- 膝装具 P15
- 股装具 P16
- 短下肢装具 P17
- 足底装具 P17

靴

- 大人用 P18-19
- 子供用 P19

Push For Freedom

自由で活動的な生活を、全ての人に届けたい

Push bracesは、テーピング理論を基に開発された高機能ブレースで、現在世界40カ国以上で使用されています。“Push For Freedom” のコンセプトのもと、すべての人が痛みや制限にとらわれず、より自由に活動できる毎日を追求しています。軽量かつ非常に薄い設計で、可動性・密着性・快適性・通気性・耐久性に優れています。すべての商品が水洗い可能で、いつでも衛生的にご使用いただけます。

ケア メド オルソ
Push bracesには、CARE、MED、ORTHOの3つのカテゴリがあります。

CARE

Push CAREは、軽度の怪我や損傷に使用されます。加圧の調整によって安定性を維持します。

MED

Push MEDIは、治療や保護に使用されます。支持、加圧の調整、良好なフィット感で、関節の機能を向上させます。

ORTHO

Push ORTHOは、病気(障害)や機能の低下に使用されます。十分な支持によって、運動機能の損失を補います。

Push SPORTS

Push Sportsは、Push bracesの医学的背景から開発された超薄型軽量設計で、活動度の高い方を中心に非常に快適に使用できるブレースです。損傷部位を効果的に固定し、負担を軽減します。

Thumb and Wrist braces



ORTHO Thumb Brace CMC

ORTHO CMC



製品紹介




装着方法

CM 関節症



- ・ CM関節を安定させ、機能的な位置に保持します。
- ・ 厳選された素材と丸みのあるエッジ形状により、快適な装着感を実現します。
- ・ 形状修正可能なアルミニウムプレートが固定力を高めます。
- ・ 2本のストラップを固定するだけで簡単に装着できます。
- ・ 水回りでも快適に使用できます。

SIZE	周径
0 (左・右)	15-17.5cm
1 (左・右)	17.5-19.5cm
2 (左・右)	19.5-22.5cm
3 (左・右)	22.5-27cm



SPORTS Thumb Brace

SP サムブレース




製品紹介

MP 関節のサポート



- ・ MP関節を安定させ、サポート・保護します。
- ・ MP関節周りにフィットする樹脂製シェルを内蔵し、しっかりと固定します。
- ・ 親指および手首の関節は、動かすことができます。

SIZE	周径
S (左・右)	16-19cm
M (左・右)	19-22.5cm
L (左・右)	22.5-26cm



CARE リストブレース



装着方法

手関節のサポート



- ・手の機能を妨げずに手関節をサポート・保護します。
- ・伸縮性のあるストラップが安定性を向上させます。
- ・高機能マイクロファイバーSympress™を使用。非常にソフトな肌触りと優れた吸湿拡散性で肌をドライに保ちます。

SIZE	周径
1(左・右)	13 - 15cm
2(左・右)	15 - 17cm
3(左・右)	17 - 19cm
4(左・右)	19 - 21cm



MED リストブレース



装着方法

手関節のサポート



- ・手の機能を妨げず、手関節をしっかりサポート・保護します。
- ・掌側と甲側に金属ステーを内蔵し、過度な屈伸を制限しながら自然な動きを可能にします。
- ・伸縮性のあるストラップが高い安定性を実現します。
- ・高機能マイクロファイバーSympress™を使用。非常にソフトな肌触りと優れた吸湿拡散性で肌をドライに保ちます。

SIZE	周径
1(左・右)	13 - 15cm
2(左・右)	15 - 17cm
3(左・右)	17 - 19cm
4(左・右)	19 - 21cm



SP リストブレース



製品紹介

手関節のサポート



- ・手関節の安定性を高め、軽度の不安定や慢性的な痛みに使用します。
- ・掌側に金属ステー、甲側に樹脂ステーを内蔵し、自然なフィット感で、手関節をサポート・保護します。
- ・関節の動きを制限しつつも完全には固定せず、活動を制限する事なく使用できます。
- ・掌部を開放する設計で、自然な握り動作を確保します。
- ・伸縮性のあるストラップで固定力を調整できます。

SIZE	周径
S(左・右)	13 - 15.5cm
M(左・右)	15.5 - 18cm
L(左・右)	18 - 20.5cm



SP リストサポート



製品紹介

手関節のサポート



- ・手首まわりに適度な圧迫と安定したサポートを提供します。
- ・装着しやすく、内側の滑り止めでズレを防止します。
- ・ソフトな素材を使用し、快適な装着感を実現します。



SIZE
フリー(左・右)

MED エルボーブレース Epi



装着方法

上腕骨外(内)側上顆炎



- ・粘弾性ポリマーパッドとC型シェルが腱着部の負荷を軽減します。
- ・解剖学的に優れたフィット設計でズレを防止します。
- ・高機能マイクロファイバーSympress™を使用。非常にソフトな肌触りと優れた吸湿拡散性で肌をドライに保ちます。

SIZE
フリー

SP エルボーブレース



製品紹介

上腕骨外(内)側上顆炎



- ・弾性ポリマーパッドが前腕部の腱に適切に圧力をかけ、肘の腱着部への負荷を軽減します。
- ・ソフトな素材を使用し、快適な装着感を実現します。

SIZE
フリー



Knee braces

CARE Knee Brace

CARE ニーブレース



装着方法

膝関節のサポート、靭帯損傷、膝蓋骨亜脱臼



- ・ 膝関節全体を適度に圧迫し、蹄鉄形状(馬の蹄を保護するU字型の保護具)のパーツが膝蓋骨を支持して固定を高めます。
- ・ 面ファスナーで圧迫力を調整でき、快適なサポート感を得られます。
- ・ 高弾性素材と内側のシリコン加工により、装着時のずれを防ぎ、しっかりとしたフィット感を提供します。
- ・ 高機能マイクロファイバーSympress™を使用。非常にソフトな肌触りと優れた吸湿拡散性で肌をドライに保ちます。

SIZE	周径
1	28 - 31cm
2	31 - 34cm
3	34 - 37cm
4	37 - 41cm
5	41 - 45cm



MED Knee Brace

MED ニーブレース



装着方法

膝関節のサポート、靭帯損傷



- ・ 内外側方向に優れた安定性を提供し、リーフスプリングヒンジが膝の自然な動きに追従します。
- ・ 屈伸動作を妨げず、快適にサポートします。
- ・ 独自のストラップ構造でヒンジが関節に密着します。
- ・ 解剖学的デザインと内側シリコンの滑り止め加工で、歩行中のズレを防ぎ、フィット感を維持します。
- ・ 高機能マイクロファイバーSympress™を使用。非常にソフトな肌触りと優れた吸湿拡散性で肌をドライに保ちます。

SIZE	周径
1	28 - 31cm
2	31 - 34cm
3	34 - 37cm
4	37 - 41cm
5	41 - 45cm



SPORTS Knee Brace

SP ニーブレース



製品紹介

膝関節のサポート



- ・ リーフスプリングヒンジにより、膝の左右方向の動きを抑えつつ、屈伸運動を妨げず、安定したサポートを提供します。
- ・ 膝関節の自然な動きを維持し、側方の動揺を防止します。

SIZE	周径
S	27 - 31cm
M	31 - 35cm
L	35 - 40cm
XL	40 - 45cm



SPORTS Knee Brace

SP パテラブレース



製品紹介

膝蓋腱炎、オスグッド、ジャンパーズニー



- ・ プレッシャーパッドが膝蓋腱に圧を加え、膝蓋骨をサポートします。
- ・ 歩行時に断続的な圧力がかかり、負担を軽減します。
- ・ 膝蓋骨周囲に内蔵のU字型パッドで、膝蓋骨の安定性を高めます。

SIZE
フリー

SYMPRESS™

Sympress™はPush bracesの裏地に使用している高機能マイクロファイバーです。

非常にソフトな肌触りで快適で保護されている感覚を提供します。

マイクロファイバーの優れた吸湿拡散特性が、蒸れを解消します。

非常に薄くて弾力性があり、他の素材と理想的なコンビネーションを実現します。

- Lycraとの組み合わせで、均等な圧迫感と良好なフィット感を保証します。
- 薄手のウレタンフォームとの組み合わせで、患部を柔らかく保護し、快適な環境をつくります。
- シリコンとの組合せで、皮膚への良好な装着を確保し、装着のズレを防ぎます。





Ankle braces

MED Ankle Brace Aequi Flex

MED アイクイフレックス



足関節の捻挫、術後の保護



- ・革新的なデザインで、快適な装着感と高い安定性を実現します。
- ・「Flex-Protect」構造により、中央部は硬く、足回りと縁は柔らかい内側シェルを採用。
- ・安定性を保ちながら動きやすさと快適性を両立します。
- ・内反・外反の動きを制限し、正常な歩行をサポートします。

SIZE	周径
1(左・右)	27 - 31cm
2(左・右)	31 - 34cm
3(左・右)	34 - 40cm



ORTHO Ankle Brace Aequi Junior

ORTHO アイクイジュニア



足関節の捻挫



- ・甲周り23~27cm(靴サイズ20~23.5)の小児(または小さい甲周りの成人)が対象の足関節サポーターです。
- ・高い安定性と装着時の快適性を両立します。
- ・基本構造のシェルが足首を快適に支え、非伸縮性の斜めストラップがしっかりとした支持力を提供し、伸縮性ストラップが適度な圧迫を付与します。
- ・内反・外反だけでなく、足首が中間位でも屈曲位でもしっかりとした安定性を確保しつつ、背屈・底屈の自由度は保たれており、通常の歩行が可能です。

SIZE	周径(靴サイズ)
フリー	23 - 27cm (20 - 23.5cm)



SPORTS Ankle Brace Kix

SP アンクルブレースキックス



足関節の捻挫



- ・足首にしっかりとフィットし、足関節を快適に固定します。
- ・非伸縮性ストラップが足首外側で交差し、甲部分を開放する設計で装着感の向上と装着時の快適さを維持します。
- ・独自の「Prophy-X」ストラップシステムが足首の外側に配置され、2本のストラップが交差して足関節を固定します。

SIZE	周径
S(左・右)	27.5-32.5cm
M(左・右)	31.5-35.5cm
L(左・右)	34.5-39.5cm



SPORTS Ankle Brace 8

SP アンクルブレース 8



足関節の捻挫



- ・軽度の足首の捻挫に対して、安定したサポートを提供します。
- ・足首に8の字状に巻きつけるストラップが安定性を高めます。
- ・超薄型設計により、しっかりとした圧迫と快適な装着感を実現します。

SIZE	周径
S(左・右)	20-22.5cm
M(左・右)	22.5-25.5cm
L(左・右)	25.5-28.5cm



ORTHO Ankle Foot Orthosis AFO

ORTHO AFO



軽・中等度の下垂足



- ・弾性ストラップが、底屈を制限し、背屈を補助します。
- ・ガラス繊維強化プラスチックのソフトシェルとストラップの軽量薄型フレームを使用。
- ・フレキシブルソールにより蹴り出し動作が可能で、自然な歩行をサポートします。

SIZE	周径	靴のサイズ
1(左・右)	27-31cm	23-25.5cm
2(左・右)	31-34cm	25.5-27cm
3(左・右)	34-40cm	26-28.5cm



体幹装具

オルソカラー

頚椎損傷、頚椎症など



白 ベージュ

- ・前後のターンバックルを調整して、頸部を固定して、頚椎の前後屈、回旋を制限します。
- ・前後2分割構造で、周径の調節が可能です。

サイズ	色	適用範囲	
		首周径(cm)	高さ(cm)
S-S	白・ベージュ	26~35	5~8
S-N	白・ベージュ		8~11
S-H	白・ベージュ		10~13
M-S	白・ベージュ	33~40	5~8
M-N	白・ベージュ		8~11
M-H	白・ベージュ		10~13
L-S	白・ベージュ	39~48	5~8
L-N	白・ベージュ		8~11
L-H	白・ベージュ		10~13

体幹装具

気管切開用オルソカラー

頚椎損傷、頚椎症など



- ・気管切開用に前方を大きく開口したオルソカラーです。

サイズ	色	適用範囲	
		首周径(cm)	高さ(cm)
S-S	白・ベージュ	26~35	5~8
S-N	白・ベージュ		8~11
S-H	白・ベージュ		10~13
M-S	白・ベージュ	33~40	5~8
M-N	白・ベージュ		8~11
M-H	白・ベージュ		10~13
L-S	白・ベージュ	39~48	5~8
L-N	白・ベージュ		8~11
L-H	白・ベージュ		10~13

体幹装具

オルソカラー用カバー



紺 アイボリー

- ・制菌効果と吸汗・速乾機能を兼ね備えたカバーです。
- ・マジックテープ式で、装着が簡単です。

サイズ	色	オルソカラーのサイズ
S	アイボリー・紺	S-S・M-S・L-S
N	アイボリー・紺	S-N・M-N・L-N
H	アイボリー・紺	S-H・M-H・L-H

体幹装具

小児用オルソカラー

頚椎損傷、頚椎症など



- ・小児に対応した小さいサイズのオルソカラーです。

サイズ	色	適用範囲	
		首周径(cm)	高さ(cm)
小児用	白・ベージュ	20~25	5~7

体幹装具

トイフェルカラー

頚椎損傷、頚椎症など



- ・ウレタンスポンジ製の頚椎カラーです。
- ・クッション性と支持性を兼ね備え、ソフトな肌触りです。
- ・マジックテープで固定します。

高さ(cm)	色
6	ベージュ
8	ベージュ
10	ベージュ

体幹装具

RA用U字カラー

リウマチによる頚椎疾患



- ・ウレタンスポンジ製の頚椎カラーです。
- ・クッション性と支持性を兼ね備え、ソフトな肌触りです。
- ・前方より頸部に差し込むだけで簡単に装着できます。
- ・内蔵されている板バネの弾性によって装具を固定します。

高さ(cm)	色	適用範囲
		首周径(cm)
6	ベージュ	30~36
7	ベージュ	33~40
8	ベージュ	36~43

体幹装具

オルソブレース

頚椎損傷、頚椎症など



- ・頸胸椎の簡易固定に適しています。
- ・前後のターンバックルを調整して頸部を固定します。

サイズ	色	適用範囲
		首周径(cm)
S	白・ベージュ	26~35
M	白・ベージュ	33~40
L	白・ベージュ	39~48

上肢装具

肘関節外反防止ブレース

野球肘など肘関節の可動域制限や運動時痛を緩和する必要がある症例




肘屈曲位(右肘)




肘伸展位(右肘)



特殊ヒンジ付き支柱(右肘)




- ・ 外側に特殊ヒンジ付き支柱を内蔵しています。
- ・ 伸展に伴い外側から徐々に圧迫が強まる構造にすることで、肘の関節運動を制限せずに肘への密着度を高めます。
- ・ ヒンジの制動力と伸縮性クロスベルトの牽引力で、肘関節の側方動揺を防止します。



※ 本製品は医師の処方のもと、採寸によりオーダーメイドにて制作します。

採寸箇所



サイズ	左右	採寸箇所(ご注文の際、計測してください)				
		肘下150mm周径	肘下75mm周径	肘囲	肘上75mm周径	肘上150mm周径
オーダー	左・右					

上肢装具

ダイナミックHANDSPRINT製作キット

橈骨神経麻痺



組立て例

- ・ ダイナミックHANDSPRINTの製作キットです。
- ・ ゴムの弾性力で、IP関節を動的に保持します。
- ・ 組み立て、調整が簡単です。

サイズ	左右
フリー	兼用



膝装具

SKC(スウェーデン式膝装具)

反張膝



- ・ 三点支持により、反張膝を防止します。
- ・ 軽量で、装着が容易です。

サイズ	左右	適用範囲
		膝中心周径(cm)
S	兼用	25~30
M	兼用	33~36
L	兼用	38~41
XL	兼用	43~46

膝装具

HSKC(スウェーデン式膝装具支柱付)

反張膝



- ・ SKCにジョイントが付いたタイプです。
- ・ 大腿部が長く、矯正力に優れています。

サイズ	左右	適用範囲
		膝中心周径(cm)
S	兼用	28~38
Re	兼用	38~53

膝装具

TKS

反張膝



- ・ 三点支持により、反張膝を防止します。
- ・ 大腿カフは、可動式でフィット感があります。

サイズ	左右	適用範囲
		膝中心幅(cm)
3号(90)	左・右	9
4号(100)	左・右	10
5号(110)	左・右	11
6号(120)	左・右	12
7号(130)	左・右	13

股装具

Newport 3

股関節の固定、術後の脱臼予防、関節の保護



- ・ 骨盤後面のクランピングディスクにより、解剖学的形状に一致させることが可能です。
- ・ ウエストの幅に合わせて横方向に無段階に調整できます。
- ・ バックル固定で、着脱が容易です。
- <ARCキット(オプション)>
- ・ 下部と足部の内旋・外旋をコントロールします。
- ・ Newport3と組み合わせて、HKAFO(骨盤帯付長下肢装具)として使用できます。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿上部周径(cm)	膝上周径(cm)
XS	左・右			28~43	20~33
S	左・右	56~71	66~81	38~53	30~43
M	左・右	71~86	81~96	43~61	33~46
L	左・右	86~101	96~111	48~68	35~51
XL	左・右	101~116	111~127	53~73	43~58

股装具

Newport 4

股関節の固定、術後の脱臼予防、関節の保護



- ・ Newport3の機能を継承し、快適性を追求したデザインです。
- ・ 骨盤部は、あらゆる体型に対応します。左右兼用です。

サイズ	左右	適用範囲		
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)
S	左・右	56~71	66~81	33~48
M	左・右	71~86	81~96	38~53
L	左・右	86~101	96~111	43~61
XL	左・右	101~116	111~127	48~66

股装具

Newport jr

股関節の固定、術後の脱臼予防、関節の保護



- ・ Newportの小児用です。
- ・ あらゆる体型に対応可能な骨盤部と左右一対の大腿カフで構成されています。

サイズ	左右	適用範囲			
		ウエスト周径(cm)	骨盤周径(cm)	大腿中心周径(cm)	大転子~膝軸間長さ(cm)
XS	両足用	45~48	46~51	25~28	18~22
S	両足用	48~51	51~56	27~31	21~26
M	両足用	51~56	56~64	28~35	24~30
L	両足用	55~61	64~69	32~39	29~36
XL	両足用	61~65	69~76	36~43	35~42

短下肢装具

SWEDE-O アンクルブレース

足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療



- ・ 足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。
- ・ ひもの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。

サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
XXS	白	兼用	~22
XS	白・黒	兼用	23~24
S	白・黒	兼用	25~26
M	白・黒	兼用	27~28
L	白・黒	兼用	29~30
XL	白・黒	兼用	31~
XXL	白	兼用	31~

※ 黒XLは取り寄せとなっております。

短下肢装具

SWEDE-O イージーロック

足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療



- ・ 足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。
- ・ 調整が簡単なマジックの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。

サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
S	黒	兼用	25~26
M	黒	兼用	27~28
L	黒	兼用	29~30
XL	黒	兼用	31~

短下肢装具

ダイナミックウォーク

腓骨神経麻痺などの弛緩性麻痺



- ・ カーボン複合繊維とスーパーエンブラPEEKで構成されるAFOで、強靱且つ非常に軽量です。(スタンダード Mサイズ 122g)
- ・ 柔軟性、側方安定性があり、日常生活動作を妨げません。
- ・ 片側支柱のシングルタイプもあります。

型式	サイズ	左右	適用範囲		
			足長(cm)	足底~カフ(cm)	足部幅(cm)
スタンダードタイプ	S	左・右	23	32	6.75
	M	左・右	25	34	7.25
	L	左・右	27	37	8.05
ワイドタイプ	S	左・右	23	32	7.25
	M	左・右	25	34	8.05
シングルタイプ 内側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
シングルタイプ 外側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
	L	左・右	27	37	

足底装具

室内用外側ウェッジ

変形性膝関節症(内反膝用)



- ・ 室内歩行時の安定性と快適性を考慮した外側ウェッジです。
- ・ 10mm厚のウレタンウェッジを採用。
- ・ ツーウェイエラストマーによる柔軟性と耐久性。
- ・ 足底は滑りにくい素材を使用し、安全性を向上させています。

サイズ	ウェッジ 高さ	左右	適用範囲	
			足長(cm)	甲回り周径(mm)
S	10mm	左・右	22.0~22.5	210~230
M	10mm	左・右	23.0~24.0	220~240
L	10mm	左・右	24.5~25.5	230~250
LL	10mm	左・右	26.0~27.0	240~260

甲ベルト長さ調整機能

装具や甲の高さに合わせて甲ベルトの長さを調整できます。

※04,05,07の機能

注意

- 一旦糸を切ると元に戻らないので、「長さ」と「左右」を確認してから切ってください。
- 刃の薄いカミソリや糸切りハサミをご使用ください。
- ベルトを伸ばしたところは面ファスナーが装着できません。



糸を切ると3cmのびる!



フルオープンパターン

履き口を大きく広げられるので、装具をつけた足でも着脱が容易です。



しっかりカウンター

かかとを安定させ、歩行をしっかりサポートします。



高さ調整インソール

取り外し可能なインソールで、取り外すと足囲が2Eアップします。装具着用時は、取り外しても履けます。

ゆとり設計

つま先にゆとりを持たせた幅広設計で、足指への負担を軽減し、装具にも対応します。

Ag+抗菌防臭

銀イオンの抗菌作用で臭いの原因となる菌を抑制し、防臭効果を発揮します。

すべりにくいアウトソール

濡れた路面でも滑りにくい水切り構造意匠とクッション性に優れたベステック®を採用。

Vステップ® 03

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®



つま先ゆったり
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



Vステップ® 04

片足販売可

サイズ 24.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®



つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン
撥水加工(ブラックのみ)



Vステップ® 05

片足販売可

サイズ 22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®




つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



Vステップ® 06

片足販売可

サイズ ブラック、ホワイト、ブラウン:22.0~30.0cm、
グレー:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 22,23cm:3E(中敷を外せば1Eアップ)
24~30cm:4E(中敷を外せば1Eアップ)
素材 合皮/合繊
底材 EVA/合成ゴム



つま先ゆったり
出るペロ
Ag+抗菌防臭
フルオープン
カウンターボックス

出るペロ
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



Vステップ® 06-7E

片足販売のみ

サイズ ブラック、ホワイト、ブラウン:22.0~30.0cm、
グレー:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 7E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 合繊/合皮
底材 EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
出るペロ
Ag+抗菌防臭
フルオープン
カウンターボックス



出るペロ
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。

Vステップ® 07

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®

つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



ダブル甲バンド

もち手がすべりにくく、足をしっかり固定します。

足首までしっかり固定

つま先ゆったり

つま先にゆとりをもたせた形状で足の指を圧迫せずのにびのにび動かせます。

カテキン

天然緑茶を原料とした自然素材の「カテキン」を使用することで、優れた防臭・抗菌効果を発揮します。

つまずき防止

機能性カップインソール

様々な機能を備えた立体カップインソールが足にフィットし、歩行をサポートします。取り外しができ、いつでも清潔に保つことができます。

カウンターボックス

子どものやわらかくゆがみやすい足を箱型構造でしっかり支えます。

フレックスジョイント

足の曲がりと同じ位置で靴が曲がる設計で、足に余計な負担をかけません。

CR C2140

サイズ 15.0~21.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 2E
素材 合皮/合繊
底材 圧縮EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
カウンターボックス
カテキン
機能性カップインソール
フレックスジョイント
スタビライザー

ウイズ調整中敷き2枚付き(1E-2E)



CR J2103

サイズ 21.5~24.5cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 2E
素材 合皮
底材 圧縮EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
機能性カップインソール
カウンターボックス
フレックスジョイント
カテキン
スタビライザー



ARIZONO

MATERIAL CATALOG

Vol.1



Arizono Bespoke

株式会社 有菌製作所


〒805-8538 福岡県北九州市八幡東区東田 1-7-5
TEL : 093-681-0531 FAX : 093-661-1670
E-mail : ortho-supply@arizono.co.jp

URL: <http://arizono.co.jp/>



長年の臨床経験とノウハウから 厳選した信頼性の高い製品供給を

私たちは、創業以来100年以上にわたり、
一人ひとりのからだに合わせた補装具をつくり続けてきました。
この臨床経験とノウハウをもとに、
国内外の最新の医療や技術の情報を取り入れ、
信頼性の高いブランド製品やオリジナル製品を供給しています。



継手

継手 P4~11

シート

プラスチックシート P12~13

カラーペーパー P14~15

材料

トレカテープ P16

ポリカーC P16

シアバーシ P16

アキレスウェッジ P17

くさびインソール P17

アウターソール P17

靴

大人用 P18~19

子供用 P19



Tamarack®

HABILITATION TECHNOLOGIES, INC.

1995年に義肢・装具業界に導入された Tamarack Flexure jointは、最も広く使用されているプラスチック装具用ジョイントです。



740

タマラック

完成用部品



製作方法



- ・ウレタン樹脂の弾性力を利用して足関節運動を制御します。
- ・独自の高強度フィラメントコアで伸びが防止され、正確なヒンジ動作を提供します。

型番	サイズ	色	左右	幅(mm)	全長(mm)
740-P	P	白	兼用	11	32
740-M	M	白	兼用	13	38
740-L	L	白	兼用	15	45
740-P-BLK	P	黒	兼用	11	32
740-M-BLK	M	黒	兼用	13	38
740-L-BLK	L	黒	兼用	15	45

741

タマラック 成型ダミー



- ・タマラックジョイント付短下肢装具の成型ダミーとして使用します。
- ・740、742に使用できます。
- ・5~10回まで再使用できます。

型番	サイズ
741-P	P
741-M	M
741-L	L

742

タマラック背屈ジョイント

完成用部品



- ・硬度75~95のポリウレタンを用いた背屈アシストジョイントです。
- ・硬度が高いほどアシスト力が強くなります。

型番	サイズ	色	幅(mm)	全長(mm)	デュロメーター硬さ
742-P-75	P	白	11	32	75
742-P-85	P	白	11	32	85
742-P-95	P	白	11	32	95
742-M-75	M	白	13	38	75
742-M-85	M	白	13	38	85
742-M-95	M	白	13	38	95
742-L-75	L	白	15	45	75
742-L-85	L	白	15	45	85
742-L-95	L	白	15	45	95
742-P-75-BLK	P	黒	11	32	75
742-P-85-BLK	P	黒	11	32	85
742-P-95-BLK	P	黒	11	32	95
742-M-75-BLK	M	黒	13	38	75
742-M-85-BLK	M	黒	13	38	85
742-M-95-BLK	M	黒	13	38	95
742-L-75-BLK	L	黒	15	45	75
742-L-85-BLK	L	黒	15	45	85
742-L-95-BLK	L	黒	15	45	95

741-CAP

タマラック ジョイントキャップ



- ・タマラックジョイント外部取り付け用キットです。
- ・740、742に使用できます。

型番	サイズ	色	左右	幅(mm)	全長(mm)
741-CAP-PN	P	白	兼用	11	32
741-CAP-MN	M	白	兼用	13	38
741-CAP-LN	L	白	兼用	15	45
741-CAP-PB	P	黒	兼用	11	32
741-CAP-MB	M	黒	兼用	13	38
741-CAP-LB	L	黒	兼用	15	45

743

タマラックバリアブルアシスト

完成用部品



- ・ねじの調節により、背屈角度の調整が可能です。
- ・背屈の角度は、約60度まで調整できます。

型番	サイズ	色	幅(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)
743-L	L	白	25	60	11

747

タマラッククレビスフィア

完成用部品




- ・足関節の底屈調整が可能です。
- ・内外踝の関節軸を自動的に合わせる球状の関節が内蔵されており、24度の範囲で円錐状に回旋します。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
747-L	L	21	81

750

キャンバー

完成用部品



- ・7種類のカムを選択することにより、最適な可動域を設定できます。
- ・強度と耐久性に優れたステンレス素材を使用しています。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
750-S	S	29	79
750-M	M	38	108
750-L	L	40	114

760

オクラホマ

完成用部品



- ・軽量で耐久性にすぐれたポリプロピレン製のジョイントです。
- ・モーションコントロールリミッター(P9)との組み合わせで、足関節の可動域の調節が可能です。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
760-P	P	24	51
760-S	S	25	67
760-M	M	32	83
760-L	L	38	95

775

ジレット

完成用部品




- ・特殊なウレタン製ジョイントで、ウレタン樹脂の弾性を利用して、足関節運動を制御します。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
775-C	C	11	51
775-A	A	14	67

776

ジレット背屈補助

完成用部品



- ・ジレットジョイントの背屈補助タイプです。
- ・3種類の背屈補助力から選択できます。

型番	サイズ	色	幅(mm)	全長(mm)	背屈補助力
776-CS	C	シルバー	11	44	約0.5kg
776-CC	C	クリア	11	44	約1.0kg
776-CG	C	ゴールド	11	44	約1.5kg
776-AS	A	シルバー	14	52	約0.5kg
776-AC	A	クリア	14	52	約1.0kg
776-AG	A	ゴールド	14	52	約1.5kg

780

スコッティ

完成用部品



- ・コンパクト設計のステンレス製ジョイントです。
- ・ウレタンバンパーが付属しています。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
780-S	S	13	64
780-L	L	13	76

020840

PDC底・背屈用

完成用部品



製作方法



- ・ロッドの調節により、可動域の調整ができます。

型番	サイズ
020840	フリー

710/707/660

ギャフニー

完成用部品



- ・ジョイント部分がコンパクトな設計のステンレス製ジョイントです。
- ・専用のフレクサーストラップ(P8)との組合せで背屈補助が可能です。


型番	幅(mm)	全長(mm)	目安体重(kg)	特徴
710	14	75	60~80	幅広、標準体型用
707	14	61	55~80	足部の支柱がコンパクト
660	11	61	20~60	小児用

左から、710、707、660

795/755/655

モーションコントロールリミッター

完成用部品



- 795
 - ・ロッドの調整により、任意の可動域が得られます。
 - ・ウレタンバンパーが衝撃を吸収します。

型番	サイズ
795	フリー




- 755
 - ・ウレタン製のストッパーで加工が容易です。
 - ・上端を切削することで、任意の可動域が得られます。

型番	サイズ
755	フリー

2000/2001

ギャフニー フレクサーストラップ

完成用部品



- ・ギャフニージョイント専用の背屈補助用キットです。
- ・ジョイントの前方に取り付けることで、背屈補助が可能です。
- ・フレクサーストラップの前後の位置を変えることで、背屈補助力の調整ができます。

型番	サイズ	幅(mm)	全長(mm)
2000	C	13	49
2001	A	15	62



- 655
 - ・ナイロン製本体とステンレス製調節金具で構成されています。
 - ・調節金具の溝穴を利用して任意の可動域で固定します。

型番	サイズ	長さ(mm)
655-MCL-S	S	46
655-MCL-L	L	67
655-MCL-XL	XL	75

050728/050732/050757

スコティッシュライトヒップジョイント外転角度調節式

完成用部品



- ・ 摩擦が少ないスラストベアリングを内蔵した遊動式股継手です。
- ・ 付属のねじで0度～25度まで任意の確度で設定できます。

型番	サイズ	左右	外転角度(度)	支柱幅(mm)	厚さ(mm)	中心からの長さ(mm)
050728	S	兼用	0~25°	18/15	5/6	127/152
050732	M	兼用	0~25°	20/18	6/6	140/190
050757	L	兼用	0~25°	23/18	7/9	152/203

980

クイックディスクコネク



- ・ 歩行訓練や日常生活など生活場面に応じて、長下肢装具と短下肢装具の切り替え(着脱)が出来る取り付けプレートです。

型番	サイズ	左右	材質
980	フリー	兼用	ナイロン

980-HD

クイックディスクコネク HD

完成用部品



- ・ クイックディスクコネクの重量用タイプです。

型番	サイズ	左右	材質
980-HD	重量用	兼用	アルミニウム

4262.05

バーチャルヒップジョイント

完成用部品



- ・ 外転、内転角度が調節できます。
- ・ 屈曲・伸展の可動域も調節可能です。

型番	サイズ	備考
4262.05	フリー	継手側面に品番のレーザー刻印あり

4321

バーチャル5ヒップジョイント

完成用部品



- ・ 外転、内転角度が調節できます。
- ・ 屈曲・伸展の可動域も調節可能です。
- ・ 骨盤部の形状に沿って曲がっています。

型番	サイズ	備考
4321	フリー	継手側面に品番のレーザー刻印あり

4315/4316/4317

バーチャルヒップジョイント(小児用)



- ・ 小型で軽量です。
- ・ 外転、内転角度が調節できます。
- ・ 屈曲・伸展の可動域も調整可能です。

型番	サイズ	長さ
4315	ショート	295mm
4316	ロング	365mm
4317	ロング(溝無し)	400mm

プラスチックシート

PE500



- ・分子量50万相当の超高密度ポリエチレンで、耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性に優れた高性能の熱可塑性プラスチックシートです。
- ・剛性が高いだけでなく、弾性力があります。
- ・加熱による熱収縮が少なく、成形が容易です。

型番	規格
PE500 肌 1mm	1930mm × 930mm
PE500 肌 2mm	1930mm × 930mm
PE500 肌 3mm	1930mm × 930mm
PE500 肌 4mm	1930mm × 930mm
PE500 白 2mm	1930mm × 930mm
PE500 白 3mm	1930mm × 930mm
PE500 白 4mm	1930mm × 930mm
PE500 黒 2mm	1930mm × 930mm
PE500 黒 3mm	1930mm × 930mm
PE500 黒 4mm	1930mm × 930mm

プラスチックシート

PE-HD



- ・剛性と柔軟性のバランスに優れた高密度ポリエチレンシートです。
- ・溶接性に優れ、軽量です。

型番	規格
PE-HD 白 2mm	2000mm × 1000mm
PE-HD 白 3mm	2000mm × 1000mm
PE-HD 白 4mm	2000mm × 1000mm
PE-HD 黒 3mm	2000mm × 1000mm

プラスチックシート

PE1000




- ・分子量100万相当の超高分子ポリエチレンシートで、非常に優れた機械的特性を有しています。
- ・強靭で粘りがあり、固定装具やダイナミックな装具に使用できます。

型番	規格
PE1000 肌 1mm	1000mm × 1000mm
PE1000 肌 2mm	1000mm × 1000mm
PE1000 肌 3mm	1000mm × 1000mm
PE1000 肌 4mm	1000mm × 1000mm

プラスチックシート

PP-H



- ・ポリプロピレン100%から成るプラスチックシートです。
- ・軽量且つ、剛性、耐熱性に優れています。

型番	規格
PP-H 白 3mm	2000mm × 1000mm
PP-H 白 4mm	2000mm × 1000mm
PP-H 白 5mm	2000mm × 1000mm
PP-H 白 6mm	2000mm × 1000mm

装具別 推奨材料早見表

品名	PE500	PE-HD	PE1000	PP-H
材質	超高分子量ポリエチレン(50万)	高密度ポリエチレン	超高分子量ポリエチレン(100万)	ポリプロピレン
色	○ ● ●	○ ●	●	○
推奨温度	170~185℃	170~185℃	175~190℃	175~190℃
厚さ (mm)	1(肌のみ)・2・3・4	2(白)・3(白・黒)・4(白)	1・2・3・4	3・4・5・6
規格 (mm)	1930 × 930	2000 × 1000	1000 × 1000	2000 × 1000
推奨装具				
体幹装具	●	●		
上肢装具	●	●		
膝装具	●			
股装具	●			
長下肢装具	●			●
短下肢装具	●	●	●	●
足底装具	●	●		

カラーペーパー

カラーペーパー




転写方法

- ・プラスチック装具用の転写シートです。
- ・転写する材料によっては、うまく転写できない場合があります。
- ・推奨はプラスチックシートです。
- 人工皮革の表面など、光沢がある素材は吸着できません。



A-10 すみっこぐらし ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

シリーズ	単位
A シリーズ	1m × 1m
T シリーズ	2m × 1m



A-11 リラックマ ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



A-4 まめゴマ ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



A-3 ウルトラマン ULTRA MAN series ©TSUBURAYA PROD.




A-5 スージーズー



A-6 バーバババ



A-7



A-8 はなかつぱ1 HANAKAPPA ©2010 AT/HKP




A-9 はなかつぱ2 HANAKAPPA ©2010 AT/HKP



A-1



T-11



T-16



T-24



T-25



T-26



T-27




T-28



T-29



T-30



T-31

補強材

トレカテープ



- ・非常に強度の高い炭素繊維のクロステープです。
- ・義肢・装具の補強材として最適です。

幅	長さ
25mm	1m単位
50mm	1m単位

補強材

ポリカー C



- ・軽量で、強度に優れた補強材シートです。
- ・高い炭素含有率を持ち、ポリプロピレン、コポリマー、金属などの素材と熱接着しやすい特性があります。
- ・AFOなどの装具を補強したいときに非常に有用な素材です。

厚さ	サイズ
1.5mm	300mm × 610 mm
2.3mm	300mm × 610 mm
3.2mm	300mm × 610 mm

保護材

シアバーン



- ・摩擦を軽減するシートで、素早く、かつ簡単に加工できる画期的な保護材料で、あらゆる場面で使用できます。
- ・加熱により、立体形状にも対応可能です。
- ・裏面は粘着シートになっています。

型番	色	サイズ	入り数
749-ベージュ	ベージュ	9 × 12インチ	5枚
749-ブルー	青	9 × 12インチ	5枚
749S-ベージュ	ベージュ	9 × 12インチ	1枚
749S-ブルー	青	9 × 12インチ	1枚

下肢材料

アキレスウェッジ



- ・アキレス腱装具の補高として使用できます。
- ・加工が容易なEVAを採用。
- ※ 各ウェッジにマジックテープは貼り付けていません。
各製作所様で加工をお願いします。

品名	長さ	幅	補高(高さ)
アキレスウェッジ (6枚1セット)	60mm	100mm	10mm
	80mm	100mm	10mm
	100mm	100mm	10mm
	120mm	100mm	10mm
	140mm	100mm	10mm
	160mm	100mm	10mm

下肢材料

くさびインソール



左からS、M、L



上：TOEタイプ
下：MPタイプ

- ・外側楔装具(インソールタイプ)製作用のインソール材料です。
- ・採寸、採型により、切削・貼り加工して、製作します。
- ・つま先まで楔のあるTOEタイプとMPまでのMPタイプがあります。

品名	サイズ	左右	長さ
くさびインソール TOE	S	左・右	24cm
くさびインソール TOE	M	左・右	26cm
くさびインソール TOE	L	左・右	33cm
くさびインソール MP	S	左・右	24cm
くさびインソール MP	M	左・右	26cm
くさびインソール MP	L	左・右	33cm

下肢材料

アウターソール



- ・靴型装具などの靴底用アウターソール材料です。
- ・滑りにくい意匠(デザイン・形状)を採用しています。

品名	サイズ
アウターソール ベージュ	340mm × 300mm
アウターソール 水色	340mm × 300mm
アウターソール 青	340mm × 300mm
アウターソール ピンク	340mm × 300mm
アウターソール 赤	340mm × 300mm



甲ベルト長さ調整機能

装具や甲の高さに合わせて甲ベルトの長さを調整できます。

※04,05,07の機能

注意

- ①一旦糸を切ると元に戻らないので、「長さ」と「左右」を確認してから切ってください。
- ②刃の薄いカミソリや糸切りハサミをご使用ください。
- ③ベルトを伸ばしたところは面ファスナーが装着できません。



糸を切ると3cmのびる!



フルオープンパターン

履き口を大きく広げられるので、装具をつけた足でも着脱が容易です。



しっかりカウンター

かかとを安定させ、歩行をしっかりサポートします。



高さ調整インソール

取り外し可能なインソールで、取り外すと足囲が2Eアップします。装具着用時は、取り外しても履けます。

ゆとり設計

つま先にゆとりを持たせた幅広設計で、足指への負担を軽減し、装具にも対応します。

Ag+抗菌防臭

銀イオンの抗菌作用で臭いの原因となる菌を抑制し、防臭効果を発揮します。

すべりにくいアウトソール

濡れた路面でも滑りにくい水切り構造意匠とクッション性に優れたベステック®を採用。

Vステップ® 03

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®



つま先ゆったり
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



Vステップ® 04

片足販売可

サイズ 24.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®



つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン
撥水加工(ブラックのみ)



Vステップ® 05

片足販売可

サイズ 22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®



つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



Vステップ® 06

片足販売可

サイズ ブラック、ホワイト、ブラウン:22.0~30.0cm、
グレー:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 22,23cm:3E(中敷を外せば1Eアップ)
24~30cm:4E(中敷を外せば1Eアップ)
素材 合皮/合繊
底材 EVA/合成ゴム

出るペロ
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



Vステップ® 06-7E

片足販売のみ

サイズ ブラック、ホワイト、ブラウン:22.0~30.0cm、
グレー:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 7E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 合繊/合皮
底材 EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
出るペロ
Ag+抗菌防臭
フルオープン
カウンターボックス



出るペロ
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



Vステップ® 07

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
素材 人口皮革
底材 ベステック®

つま先ゆったり
甲ベルト調整
ベステック
Ag+抗菌防臭
フルオープン



ダブル甲バンド

もち手がすべりにくく、足をしっかり固定します。

足首までしっかり固定

つま先ゆったり

つま先にゆとりをもたせた形状で足の指を圧迫せずのにびのにび動かせます。

カテキン

天然緑茶を原料とした自然素材の「カテキン」を使用することで、優れた防臭・抗菌効果を発揮します。

つまずき防止

機能性カップインソール

様々な機能を備えた立体カップインソールが足にフィットし、歩行をサポートします。取り外しができ、いつでも清潔に保つことができます。

カウンターボックス

子どものやわらかくゆがみやすい足を箱型構造でしっかり支えます。

フレックスジョイント

足の曲がりと同じ位置で靴が曲がる設計で、足に余計な負担をかけません。



CR C2140

サイズ 15.0~21.0cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 2E
素材 合皮/合繊
底材 圧縮EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
カウンターボックス
カテキン
機能性カップインソール
フレックスジョイント
スタビライザー

ウィズ調整中敷き2枚付き(1E-2E)



CR J2103

サイズ 21.5~24.5cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 2E
素材 合皮
底材 圧縮EVA/合成ゴム

つま先ゆったり
機能性カップインソール
カウンターボックス
フレックスジョイント
カテキン
スタビライザー

