



- 第一中手骨を支持することにより機能的なポジションを保ちます。
- 拇指球周りにはアルミニウムプレートが入っており、個々に合わせて形状を修正できます。
- ストラップ2本で止めるため、装着も簡単です。
- ADL動作を妨げません。
- 装具をしたまま、水仕事等も可能です。
- プラスチック材料には抗菌性のものを使用しています。

Size



	周囲
1	16 ~ 19.5cm
2	19.5 ~ 22.5cm
3	22.5 ~ 26cm

左右あり

適用

CM関節症、腱鞘炎など。