



オルソレン・ドロップフット・ブレース

機械的特性に優れたオルソレンのAFO半製品です。背屈が可能で、トリミングラインや厚さを変更することで、背屈補助力の調整ができます。

▶対象疾患・症状

腓骨神経麻痺などの弛緩性麻痺

サイズ	左右	足長:L(mm)	高さ:A(mm)	下腿カフ高さ:B(mm)	厚さ:d(mm)
90	左・右	130	280	140	5
110	左・右	165	320	150	5
130	左・右	210	380	150	5
150	左・右	230	410	150	5
170	左・右	260	410	150	5
170A	左・右	260	410	260	5
190	左・右	275	450	200	6



ハイブリッドナイトスプリント

クッション性と支持性に優れており、快適に装着できます。底背屈 15度の範囲で無段階に底屈の制限が可能です。足底に滑り止めがついています。

▶対象疾患・症状

足関節拘縮予防、下垂足、足底筋膜炎、アキレス腱鞘炎

サイズ	左右	適用範囲
		靴サイズ(cm)
S-M	兼用	~26
L-XL	兼用	26.5~



SWEDO-O アンクルブレース

足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。ひもの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。

▶対象疾患・症状

足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療

サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
XXS	白	兼用	~22
XS	白・黒	兼用	23~24
S	白・黒	兼用	25~26
M	白・黒	兼用	27~28
L	白・黒	兼用	29~30
XL	白・黒	兼用	31~
XXL	白	兼用	31~



SWEDO-O イージーロック

足関節の柔軟性を保ちながら、しっかりと損傷部を保護し、足関節の内外反運動を制限します。調節が簡単なマジックの張り調節と内蔵ステーにより、支持性を調節できます。

▶対象疾患・症状

足関節の捻挫、足関節靭帯損傷の早期機能的治療

サイズ	色	左右	適用範囲
			足サイズ(cm)
S	白	兼用	25~26
M	白	兼用	27~28
L	白	兼用	29~30
XL	白	兼用	31~